

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

REBOOTS **ONE** **PRO**



DE/EN/FR/ES/IT

VORBEMERKUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts! Du wirst viel Freude damit haben! Wenn du mit deinem Reboots Produkt zufrieden bist, würden wir uns sehr über deine Empfehlung freuen.

Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.

Solltest du Fragen zur Anwendung, zu Zubehör-Artikeln oder Anregungen haben, so zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren!

Telefon: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de


Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

BEVOR DU LOS LEGST

- Bitte lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor du das Gerät verwendest.
- Bewahre diese Bedienungsanleitung auf, um sie bei Bedarf lesen zu können.
- Bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen darf das Produkt nicht verwendet werden. Bitte lies aufmerksam die Liste der Kontraindikationen auf der letzten Seite durch.

SCHRITT 1: VOR DER ANWENDUNG



1

SCHLAUCH-SET UND MANSCHETTEN VERBINDEN

Befestige die Stecker der Schläuche mit den Anschlüssen an den Manschetten. Achte darauf, dass der längste Schlauch zur Kammer am Fuß gehört.

Tip: Wir empfehlen, die Steckverbindungen anschließend nicht mehr zu lösen.

2

SCHLAUCH-SET UND STEUERGERÄT VERBINDEN

An der Seite des Multi-Steckers befinden sich zwei Clips. Drücke diese und stecke anschließend den Multi-Stecker in das Gerät.

Tip: Bitte stecke die kleinen Nippel des Multi-Steckers in die vorgesehenen Öffnungen oberhalb der Luftauslässe.

3

NETZTEIL MIT DEM STEUERGERÄT VERBINDEN

Verbinde das Netzteil sowohl mit dem Gerät als auch mit einer Steckdose, um die Stromversorgung zu gewährleisten.

Tip: Zum Schutz vor Verunreinigungen empfehlen wir das Tragen einer dünnen Jogging-Hose bzw. Leggings. Achte auf leere Hosentaschen. Schließe außerdem die Reißverschlüsse der Manschetten komplett, um ein plötzliches Öffnen zu vermeiden. Achte darauf, die Schläuche während der Anwendung nicht zu knicken.

SCHRITT 2: BEDIENUNG

5

Lege die Anwendungszeit fest.

6

Lege die Druckstufe fest.

7

Lege das Programm fest.

9


Starte die Anwendung.

8

Individualisiere deine Anwendung über die Zusatzfunktionen (siehe nächste Seite).

4

Schalte das Gerät ein.



SCHRITT 2: BEDIENUNG - ZUSATZFUNKTIONEN

8

1 - 12

KAMMERN DEAKTIVIEREN

- Um einzelne Kammern von der Massage auszuschließen, betätige die Zahlentaste unterhalb der Kammer.
- Sobald die Zahlentaste unterhalb der Kammer nicht mehr leuchtet, ist die Kammer deaktiviert.

8



SEPARATEN KAMMERDRUCK EINSTELLEN (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Stelle den gewünschten Zieldruck je gewählter Kammer ein.
- Aktiviere die Funktion durch Betätigen der Taste bis alle Zahlentasten unterhalb der Kammern blinken.
- Wähle anschließend die gewünschte Kammer aus und stelle den Zieldruck ein.
- Wiederhole die Schritte mit jeder gewünschten Kammer.
- Um deine Einstellungen zu speichern, betätige die Taste erneut durch längeres Drücken.
- Das blinkende Symbol zeigt dir, dass du die Funktion erfolgreich aktiviert hast.

8



INTERVALL - TIMER EINSTELLEN (INTERVAL)

- Stelle die Pausendauer zwischen zwei Massage-Intervallen ein.
- Der Intervall-Timer beginnt nach Ablauf des Hold-Timers der letzten Kammer(n) des Massage-Intervalls eines beliebigen Programms.
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-50s in 10s-Schritten einstellbar.

8



HOLD - TIMER EINSTELLEN (HOLD)

- Hält den Zieldruck über einen definierbaren Zeitraum in der / den aktiven Kammern
- Der Hold-Timer beginnt bei Erreichen des Zieldrucks der Kammer(n).
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-5s in 1s-Schritten einstellbar.

SCHRITT 3: MASSAGE GENIEßEN

MASSAGEPROGRAMME A-H:

Die Luftkammern der Beinmanschetten werden entsprechend des gewählten Programms befüllt. So entsteht eine optimale gleitende Druckwellenmassage für ein erholsames Gefühl an beiden Beinen. Dauer und Druck, sowie sämtliche optionalen Zusatzfunktionen, können auch während der Massage noch verändert werden.

A	Flow
B	Intense
C	Double
D	Impulse
E	Intense Flow
F	Intense x Double
G	Flow x Double x Impulse
H	Flow x Double x Intense Flow x Intense



SCHRITT 4: BEENDIGUNG UND ABBAU

Nach Ablauf der eingestellten Zeit oder nach Betätigen des Aus-Schalters, ziehe den Multi-Stecker aus dem Gerät. Wenn du dich während der Massage nicht wohl fühlst, kannst du die Anwendung auch jederzeit spontan beenden.

Öffne anschließend die Manschetten. Um die Luftkammern nach der Anwendung schnell zu entlüften, drücke mit beiden Händen auf die Luftkammern.

Die grauen Manschettenstecker der Schläuche können mit der Manschette dauerhaft verbunden bleiben.

Zur Aufbewahrung lege die Manschetten (inkl. der Schläuche) übereinander. Rolle diese dann anschließend locker zusammen.

Zur Reinigung der Manschetten genügt ein feuchtes Tuch mit schonendem Reinigungsmittel. Lasse die Manschetten gründlich trocknen.

Zur Desinfektion der Manschetten eignen sich Desinfektionsmittel wie bspw. Descosept pur oder vergleichbare Produkte mit vergleichbarer Zusammensetzung.


FEHLERBEHEBUNG

ES STRÖMT (HÖRBAR) LUFT AUS

1. Überprüfe die Schläuche und die Stecker auf Schäden bzw. Knicke, die zu einem Luftstau führen könnten.
2. Überprüfe den korrekten Sitz des Multi-Steckers im Anschluss des Steuergeräts.

FEHLERBEHEBUNG

DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

1. Überprüfe, ob der Netzstecker korrekt im Gerät und der Steckdose eingesteckt ist.
2. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, entferne den Netzstecker vom Gerät. Drehe das Gerät um und schraube den Sicherungshalter mit der Aufschrift "FUSE" auf der Geräteunterseite komplett mittels eines Schraubenziehers heraus. Prüfe, ob die darin befindliche Sicherung  intakt ist.
3. Sofern die Sicherung intakt ist, schraube diese wieder komplett ins Gerät und wende dich an unseren Kundenservice. Sollte die Sicherung beschädigt sein, tausche diese gegen eine handelsübliche Feinsicherung (Träge (TR); 3,15A; 5x20mm) aus.

DIE MANSCHETTEN PUMPEN SICH IN DER FALSCHEN REIHENFOLGE AUF

1. Stelle sicher, dass der Multi-Stecker korrekt herum in das Steuergerät gesteckt wurde. Der Multi-Stecker sitzt korrekt, wenn sich die kleinen Nippel des Multi-Steckers in den vorgesehenen Öffnungen oberhalb der Luftauslässe befinden.

DAS STEUERGERÄT IST UNGEWÖHNLICH LAUT

1. Ungewöhnlich laut bedeutet, dass du dich während der Anwendung nicht mehr unterhalten bzw. entspannen kannst bzw. das Gerät einen Lautstärke-Pegel größer 75dB aufweist.
2. Die Ursache kann sein, dass die Transportschraube noch nicht entfernt wurde, welche zur Transportsicherung dient. Sollte dein Gerät noch über eine Transportschraube verfügen, normalerweise entfernen wir diese vor der Auslieferung, kannst du das Entfernen der Transportschraube leicht selber durchführen.
3. Öffne dazu die Abdeckung auf der Unterseite und entferne die Transportschraube und entsorge diese.

INDIVIDUALISIERUNG DEINER REBOOTS PANTS 2.0



DIE DREI ZIPPER

Position 1 = äußerer Zipper = engste Position = für niedrige Beinumfang

Position 2 = mittlerer Zipper = mittlere Position = für mittlere Beinumfang

Position 3 = innerer Zipper = weiteste Position = für große Beinumfang

Für Oberschenkel und Unterschenkel gibt es separate Zipper, so dass du die Hose sehr individuell anpassen kannst.

Sollte keine der möglichen Einstellungen genau passen, kannst du mit unseren Erweiterungen weitere Größenabstufungen realisieren. Sieh dafür einfach in unserem [Shop](#) nach.

LIEFERUMFANG & TECHNISCHE DATEN



Steuergerät



Netzstecker



Manschetten



Multi-Stecker-Schlauch-Set

Anzahl Programme	8
Anzahl Luftkammern	12
Gewicht [in kg]	-5
Leistungsabgabe [in W]	78
Netzfrequenz [in Hz]	50 / 60
Netzspannung [in V]	AC220-240
Zeiteinstellung [in min]	5-99
Pumpleistung [in l/min]	20-25
Druckleistung [in mmHg]	30-240
Abmessungen [in cm]	30 x 25 x 16
Schutzklasse	II/ <input type="checkbox"/>
Temperaturbereich [in °C] (Betrieb & Lagerung)	10-40
Luftfeuchtigkeit [in %] (Betrieb & Lagerung)	30-85
Sicherung	T 0,315 A H

SICHERHEITSHINWEISE

Hebe diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Zerlege oder verbrenne das Gerät nicht. Reparaturen am Steuergerät dürfen nur durch von der Wellcosan GmbH autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden, ansonsten droht der Garantieverlust. Bei Beschädigungen am Gerät, ziehe den Netzstecker und schalte das Gerät aus. Ziehe auch den Netzstecker und schalte es aus, wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Verwende das Gerät nicht in feuchten Räumen. Stelle einen sicheren Stand des Geräts sicher. Setze das Gerät keinen Erschütterungen aus und wirf es nicht. Das Gerät darf während des Betriebs nicht von anderen Gegenständen abgedeckt sein. Achte darauf, dass sich die Schläuche während Benutzung und Lagerung nicht verdrehen oder abknicken. Halte das Gerät fern von Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper und Anderem). Wenn du das Gerät nicht benutzt, muss das Gerät ausgeschaltet sein. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität selbst aus.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf das Steuergerät. Im Falle einer Störung kann es notwendig werden, das Gerät zur Prüfung ein zu schicken. Hierbei achte bitte darauf, dass der Versandkarton entsprechend ausgepolstert ist, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Für Defekte, die auf unsachgemäßen Versand zurückzuführen sind, können leider keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

Garantiebedingungen: Soweit gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung besteht, wird unter Ausschluss des Rechts auf Wandlung oder Minderung, entweder kostenlos Ersatz geleistet bzw. erhält der Hersteller die Möglichkeit der Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung trotz mehrerer Versuche nur mangelhaft ausfallen, oder auch ein Ersatzgerät mit einem vom Hersteller zu vertretenden Mangel behaftet sein, hat der Kunde Recht auf Wandlung oder Minderung.

Bei Nichtbenutzung ziehe zudem den Netzstecker. Entferne stets den Stecker aus der Steckdose bevor du das Gerät säuberst. Halte das Produkt von Kindern oder Personen fern, welche nicht in die Verwendung eingewiesen wurden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller oder Importeur die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät bedeutet, dass du es am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgen darfst. Die Entsorgung lässt du bitte durch einen Elektronikschrottsortierer vornehmen.



Die Abkürzung UKCA steht für UK Conformity Assessed. Die Kennzeichnung ist eine Voraussetzung für die Vermarktung von Produkten innerhalb von Großbritannien.



Garantieausschluss: Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Bedienung, Gewalteinwirkung von außen oder durch Veränderung und Reparaturmaßnahmen Dritter verursacht wurden wie z.B. Defekte, die durch falsch dimensionierte oder kurzgeschlossenen Sicherungen entstehen oder Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

Garantie Voraussetzung: Der Gewährleistungsanspruch besteht nur in Verbindung mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung). Bewahre daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Solltest du bei der Nutzung des Systems Probleme oder Fragen haben, stehen wir dir unter der Rufnummer +49 (0) 666 174 891 06 oder hallo@reboots.de gerne zur Verfügung.

HAFTUNGSHINWEIS

Verwende dein Reboots Produkt optimalerweise nur nach Rücksprache mit deinem Arzt.

Mögliche Kontraindikationen können sein: Dekompensierte Herzinsuffizienz, Herzleistungsstörungen mit Wasser in den Beinen, Entzündungen der behandelten Körperstellen, bekannte oder vermutete Beinvenenthrombosen, Venenentzündung und arterielle Erkrankungen, Gangrän, Dermatitis, Arteriosklerose oder venöse Durchblutungsstörungen, offene, unbehandelte oder infizierte Wunden und Verletzungen, bei Schmerzen in den Beinen, Hautverletzungen, akuten Entzündungen, bösartigen Tumoren, Lungenödem, Bluthochdruck, ausgedehnter Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht, Erysipel, schwere nicht eingestellte Hypertonie, akutes Weichteiltrauma der Extremitäten, Neuropathie oder okkludierenden Prozessen im Lymphabstrombereich.

Zweckbestimmung: Dein Reboots Produkt soll dir zu einem besseren Wohlbefinden und zur Entspannung dienen.

HINWEIS:

Dein Reboots Produkt ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Selbstbehandlung. Bei Unsicherheiten frage bitte deinen Arzt.

HERSTELLER:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27
36381 Schlüchtern, Deutschland

Telefon: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2022

OPERATING INSTRUCTIONS

REBOOTS **ONE** **PRO**



ENGLISH

PRELIMINARY REMARK

Congratulations on the purchase of this device! You will enjoy your Reboots very much! If you are satisfied with your Reboots Product, we would be very pleased if you submitted a review.

This guide includes details that should be taken into account by the user, to avoid risks, and to enable the safe use of the device.

Should you have any questions about its application, its accessories, or if you have suggestions, please do not hesitate to contact us! We are also happy to help you with any complications that develop during or after using the product.

Telephone: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de


Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

BEFORE YOU GET STARTED

- Please read the operating instructions carefully before using the device.
- Keep this user manual so you can consult it, if necessary.
- Reboots may not be used if you suffer from certain health conditions. Please read the list of contraindications carefully on last page.

STEP 1: BEFORE USE



1

CONNECT THE HOSE SET AND CUFFS

Connect the tubes to the connectors on the cuffs. Make sure the longest tube goes to the foot air chamber.

Note: We recommend that you do not detach the connectors after setup.

2

CONNECT THE TUBE SET AND THE CONTROL UNIT

There are two clips on the side of the multi-plug. Depress the clips then insert the multi-plug into the control unit.

Note: Please insert the small fittings of the multi-plug into the openings found above the air outlets.

3

CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE CONTROL UNIT

Connect the power supply to both the control unit and an outlet to ensure power.

Note: To keep the device clean, we recommend wearing thin jogging pants or leggings. Keep pockets empty. Zip the cuffs completely closed to avoid sudden opening. Be careful not to kink the tubing during use.

STEP 2: OPERATION

5 Select the run time.

6 Select the pressure level.


7 Select the program.

9 Start the program.

Enable/disable the key lock.

8 Customize the program using additional functions (see next page).

4 Turn the device on.



STEP 2: OPERATION - ADDITIONAL FUNCTIONS



DEACTIVATE AIR CHAMBERS

- To deactivate individual chambers, press the number button below the chamber.
- The air chamber is deactivated once the number button beneath the chamber is no longer illuminated.



INDIVIDUAL CHAMBER PRESSURE SETTING (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Adjusts the desired pressure for each selected chamber.
- Activate this function by holding the button until all number buttons below the chambers start blinking.
- Then select the desired chamber and enter the preferred pressure.
- Repeat these steps for each chamber as desired.
- Long press the button to save your settings.
- The flashing icon confirms that you successfully activated the function.



INTERVAL TIMER SETTINGS (INTERVAL)

- Set the pause duration between two message intervals.
- The interval timer starts after the hold timer of the last chamber(s) message interval of any program has ended.
- The duration can be set from 0-50s in 10-second increments by button press.



HOLD TIMER SETTINGS (HOLD)

- Maintain the desired pressure for a specified duration in an active chamber
- The hold timer starts when the chamber target pressure is reached.
- The duration can be adjusted from 0-5s in 1-second increments by button press.

STEP 3: ENJOY THE MESSAGE

MESSAGE PROGRAMS A-H:

The air chambers in the leg cuffs are filled based on the selected program. This creates an optimal and relaxing gliding pressure message on both legs. Duration and pressure, in addition to optional additional functions can also be adjusted during the message.

A	Flow
B	Intense
C	Double
D	Impulse
E	Intense Flow
F	Intense x Double
G	Flow x Double x Impulse
H	Flow x Double x Intense Flow x Intense



STEP 4: STOPPING AND DISASSEMBLY

After the set time has elapsed or after pressing the off switch, remove the multi-plug from the device. If you don't feel well during the message, you can switch the system off at any time.

Once turned off, you can open the cuffs. To quickly deflate the air chambers after use, press on the air chambers with both hands.

The gray tube cuff connectors can be left permanently connected.

For storage, place the cuffs (incl. tubes) on top of each other. Then roll them loosely together.

The cuffs can be cleaned using a damp cloth and mild detergent. Allow the cuffs to dry thoroughly.

Disinfectants such as Descosept pur or comparable products with a similar composition are suitable for disinfecting the cuffs.


TROUBLESHOOTING

AIR IS ESCAPING (AUDIBLY)

1. Check the tubes and connectors for damage or kinks that could cause air to be trapped.
2. Make sure the multi-plug is seated correctly in the control unit.

TROUBLESHOOTING

THE DEVICE DOES NOT TURN ON

1. Make sure the power supply is seated correctly in the unit and plugged into an outlet.
2. If the device still won't turn on, remove the power supply from the device. Turn the device over and remove the fuse holder labeled "FUSE" on the bottom of the device using a screwdriver. Check whether the fuse  inside is intact.
3. If the fuse is intact, screw it fully back into the device and contact our customer service team. If the fuse is damaged, replace it with a commercially available thin wire fuse (slow blow (TR); 3.15A; 5x20mm).

THE CUFFS INFLATE IN THE WRONG ORDER

1. Make sure the multi-plug is inserted in the control unit using the correct orientation. The multi-plug is seated correctly if the small fittings of the multi-plug are in the openings found above the air outlets.

THE CONTROL UNIT IS UNUSUALLY LOUD

1. Unusually loud means that you're unable to carry on a conversation or relax during use or that the device's volume level exceeds 75dB.
2. This can also happen if the security screw included during transportation has not been removed. We normally remove the transportation security screw prior to delivery, however if your device still has one you can easily remove it yourself.
3. To do this, open the cover on the bottom then remove and dispose of the transportation screw.

INDIVIDUALISING YOUR REBOOTS PANTS 2.0



THE THREE ZIPPERS

Position 1 = outer zipper = narrowest position = for low leg circumferences

Position 2 = middle zipper = middle position = for medium leg circumferences

Position 3 = inner zipper = widest position = for large leg circumferences

There are separate zippers for thighs and lower legs, so you can adjust the trousers very individually.

If none of the possible settings fits exactly, you can create further size gradations with our extensions.
Just have a look in our [shop](#).

CONTENT & TECHNICAL DETAILS



Device




Power plug



Cuffs



Multi-Plug air hose set

Number of programmes	8
Number of air chambers	12
Weight [in kg]	~5
Power output [in W]	78
Mains frequency [in Hz]	50 / 60
Voltage [in V]	AC220-240
Timer setting [in min]	5-99
Pump output [in l/min]	20-25
Pressure [in mmHg]	30-240
Dimensions [in cm]	30 x 25 x 16
Protection class	II/ 
Temperature range [in °C] (use and storage)	10-40
Humidity [in %] (use and storage)	30-85
Fuse	T 0,315 A H

SAFETY INSTRUCTIONS

Keep these operating instructions in a safe place! Do not disassemble or burn the unit. Repairs to the control unit may only be carried out by specialists authorised by Wellcosan GmbH, otherwise the warranty may be voided. In case of damage to the unit, pull out the mains plug and switch off the unit. Also disconnect the mains plug and switch it off if the unit has come into contact with water or other liquids. Do not use the unit in damp rooms. Ensure that the unit is standing securely. Do not subject the device to shocks or throw them. The unit must not be covered by other objects during operation. Make sure that the hoses do not twist or kink during use and storage. Keep the unit away from sources of heat (e.g. direct sunlight, radiators and others). When you are not using the unit, the unit must be switched off. The unit switches itself off after 10 minutes of inactivity.

WARRANTY

We grant 24 months on the control unit. In the event of a malfunction, it may be necessary to send the unit in for inspection. In this case, please ensure that the shipping carton is appropriately padded in order to avoid possible transport damage. Unfortunately, no warranty claims can be made for defects that are due to improper shipping. **Warranty conditions:** Insofar as there is a legal obligation to provide a warranty, either a replacement will be provided free of charge or the manufacturer will be given the opportunity to rectify the defect, to the exclusion of the right to rescission or reduction. Should the rectification of defects fail despite several attempts or should a replacement unit also be afflicted with a defect for which the manufacturer is responsible, the customer shall be entitled to rescission or reduction.

When not in use also unplug the appliance from the mains. Always unplug the appliance from the mains before cleaning. Keep the product away from children or persons who have not been instructed in its use.



With the CE marking, the manufacturer or importer confirms the conformity of the product with the applicable EC directives and compliance with the "essential requirements" specified therein.



This marking on the unit means that you must not dispose of it in normal household waste at the end of its service life. Please have it disposed of by an electronic waste disposal company.



The abbreviation UKCA stands for UK Conformity Assessed. The marking is a prerequisite for the marketing of products within Great Britain.



Warranty exclusion: Excluded from the warranty are defects caused by forcible damage, improper operation, external force or third party modification and repair measures, such as defects caused by incorrectly dimensioned or short-circuited fuses or defects attributable to normal wear and tear. **Warranty requirement:** The warranty claim exists only in conjunction with the original proof of purchase (invoice). Therefore, keep the purchase receipt in a safe place.

If you have any problems or questions when using the system, please do not hesitate to contact us at +49 (0) 666 174 891 06 or hallo@reboots.de.

LIABILITY DISCLAIMER

The product should ideally only be used after consultation with your doctor.

Possible contraindications may include: Decompensated heart failure, cardiac output disorders with water in the legs, inflammation of the treated areas of the body, known or suspected leg vein thrombosis, phlebitis and arterial disease, gangrene, dermatitis, arteriosclerosis or venous circulatory disorders, open, untreated or infected wounds and injuries, for leg pain, skin lesions, acute inflammation, malignant tumours, pulmonary oedema, hypertension, extensive thrombophlebitis, thrombosis or suspected thrombosis, erysipelas, severe uncontrolled hypertension, acute soft tissue trauma of the extremities, neuropathy or occlusive processes in the lymphatic drainage system.

Purpose: The product is designed to help you feel better and relax.

NOTICE:

Your Reboots Product is not a medical device and is not intended for self-treatment. If you are unsure, please consult your doctor.

MANUFACTURER:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Germany

Telephone: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2022

MODE D'EMPLOI

REBOOTS **ONE** **PRO**



FRANÇÉS

CHER UTILISATEUR DE REBOOTS

Merci d'avoir acheté cet appareil ! Vous aurez beaucoup de plaisir avec votre Reboots ! Si vous êtes satisfait(e) de votre Reboots, nous serions très heureux de recevoir votre recommandation.

Ces instructions contiennent des détails importants adressés à l'utilisateur afin de prévenir les risques et d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Si vous avez des suggestions ou des questions concernant l'utilisation ou les accessoires, n'hésitez pas à nous contacter ! De plus, nous sommes à votre disposition en cas de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation du produit.

Téléphone: +49 (0) 6 66 17 48 91 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de


Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

AVANT DE COMMENCER

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure
- Le dispositif Reboots ne peut pas être utilisé en présence de certaines conditions de santé. Lisez attentivement la liste des contre-indications de la page 33.

ÉTAPE 1 : AVANT L'UTILISATION



1

RELIEZ LE BLOC DE TUYAUX ET LES MANCHONS

Branchez les connecteurs des tuyaux dans les raccords des manchons. Veillez à ce que le tuyau le plus long soit branché sur le manchon des pieds.

Conseil: Nous vous recommandons de ne plus débrancher les connecteurs par la suite.

2

RELIEZ LE BLOC DE TUYAUX ET LA TÉLÉCOMMANDE

Vous trouverez deux clips sur le côté du multi-connecteur. Appuyez dessus et insérez ensuite le multi-connecteur dans l'appareil.

Conseil: Veuillez insérer les petits embouts du multi-connecteur dans les orifices prévus situés au-dessus des sorties d'air.

3

BRANCHEZ LE BLOC D'ALIMENTATION SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Branchez le bloc d'alimentation sur l'appareil et dans une prise de courant pour alimenter l'appareil.

Conseil: pour ne pas salir l'appareil, il est recommandé de porter un pantalon de jogging fin ou des collants. Vérifiez que les poches de votre pantalon sont bien vides. Fermez également complètement les fermetures à glissière des manchons afin d'éviter toute ouverture soudaine. Veillez à ne pas pincer les tuyaux pendant l'utilisation.

ÉTAPE 2 : UTILISATION

5

Sélectionnez la durée de la séance.

6

Sélectionnez le niveau de pression.

7

Choisissez le programme.

9


Lancez la séance.

8

Personnalisez le programme en utilisant des fonctions supplémentaires (voir page suivante).

4

Mettez l'appareil en marche.



ÉTAPE 2 : UTILISATION - FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

8

1 - 12

DÉSACTIVER LES CHAMBRES À AIR

- Pour désactiver les chambres individuelles, appuyez sur le bouton numérique situé sous la chambre.
- La chambre à air est désactivée lorsque la touche numérique située sous la chambre n'est plus allumée.

8



RÉGLAGE DE LA PRESSION DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE (PRESSION INDIVIDUELLE)

- Cette fonction permet de régler la pression souhaitée pour chaque chambre sélectionnée.
- Activez cette fonction en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que tous les boutons numériques situés sous les chambres commencent à clignoter.
- Sélectionnez ensuite la chambre souhaitée et entrez la pression souhaitée.
- Répétez ces actions pour chaque chambre si vous le souhaitez.
- Appuyez longtemps sur le bouton pour enregistrer vos paramètres.
- L'icône clignotante confirme que vous avez activé la fonction avec succès.

8



RÉGLAGES DU MINUTEUR D'INTERVALLE (INTERVALLE)

- Permet de définir la durée de la pause entre deux intervalles de messages.
- Le minuteur d'intervalle commence après le minuteur de maintien.
- La durée peut être réglée de 0 à 50s par incréments de 10 secondes en appuyant sur un bouton.

8



PARAMÉTRAGE LA MINUTERIE "HOLD" (HOLD)

- Maintenir la pression souhaitée pendant une durée déterminée dans une chambre active.
- La minuterie de maintien démarre lorsque la pression cible de la chambre est atteinte.
- La durée peut être réglée de 0 à 5 s par incréments d'une seconde en appuyant sur un bouton.

ÉTAPE 3 : PROFITER DU MESSAGE

PROGRAMMES DE MASSAGE A-H:

Les chambres à air des manchons sont remplies en fonction du programme sélectionné. Cela crée un message de pression glissant optimal et relaxant sur les deux jambes. La durée et la pression, ainsi que des fonctions supplémentaires optionnelles, peuvent également être ajustées pendant le message.

A	Flow
B	Intense
C	Double
D	Impulse
E	Intense Flow
F	Intense x Double
G	Flow x Double x Impulse
H	Flow x Double x Intense Flow x Intense



ETAPE 4 : FINALISATION ET DÉMONTAGE DE L'APPAREIL

Une fois que le temps programmé s'est écoulé, ou après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt, vous pouvez débrancher la multiprise de l'appareil. Si vous n'êtes pas à l'aise pendant le massage, vous pouvez également y mettre fin à tout moment, comme vous le souhaitez.

Ensuite, vous pouvez ouvrir le manchon. Pour évacuer plus rapidement l'air des coussins d'air, nous vous recommandons, après utilisation, de pousser l'air restant hors des manchons avec les deux mains, en vérifiant que la prise multiple est retirée.

Après utilisation, nous vous recommandons de laisser les bouchons gris des boutons de manchette attachés au manchon et de retirer simplement la fiche multiple du dispositif. Pour le rangement, placez les manchons l'un sur l'autre et enroulez-les sans serrer avec le set de tuyaux attachés.

Pour désinfecter les manchettes, il convient d'utiliser des produits désinfectants tels que Descosept pur ou des produits comparables de composition similaire.


DÉPANNAGE

L'AIR S'ÉCHAPPE (DE MANIÈRE AUDIBLE)

1. Vérifiez que les tubes et les connecteurs ne sont pas détériorés ou pliés, ce qui pourrait provoquer un blocage de l'air.
2. Assurez-vous que la multiprise est correctement installée dans l'unité de commande.

DÉPANNAGE

L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

1. Si la prise a été correctement branchée dans la prise de courant. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, débranchez la prise d'alimentation
2. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, retirez la prise d'alimentation de l'appareil. Retournez l'appareil et, à l'aide d'un tournevis, retirez le porte-fusible étiqueté "FUZE" situé sous l'appareil. Vérifiez si le fusible  à l'intérieur est intact.
3. Si le fusible est intact, revissez-le à fond dans l'appareil et contactez notre équipe du service clientèle. Si le fusible est détérioré, remplacez-le par un fusible à fil fin disponible dans le commerce (à action lente (TR) ; 3,15A ; 5x20mm).

LES MANCHONS SE GONFLENT DANS LE MAUVAIS ORDRE

1. Assurez-vous que le multiprise est correctement inséré dans l'appareil. Il y a un petit mamelon supplémentaire, le multi-prise, qui doit être inséré dans le trou prévu à cet effet. Si le multi-prise est inséré dans l'appareil dans le mauvais sens, le multi-prise sera placé tordu.

L'UNITÉ DE CONTRÔLE EST ANORMALEMENT BRUYANTE

1. Un niveau sonore anormalement élevé signifie que vous êtes incapable de tenir une conversation ou de vous détendre pendant l'utilisation ou que le niveau sonore de l'appareil dépasse 75dB.
2. Cela peut également se produire si la vis de sécurité incluse pendant le transport n'a pas été retirée. Nous retirons normalement la vis de sécurité de transport avant la livraison, mais si votre appareil en possède encore une, vous pouvez facilement la retirer vous-même.
3. Pour ce faire, ouvrez le couvercle du fond, puis retirez et jetez la vis de transport.

INDIVIDUALISER VOS REBOOTS PANTS 2.0



LES TROIS FERMETURES ÉCLAIR

Position 1 = fermeture éclair extérieure = position la plus étroite = pour les circonférences de jambes basses

Position 2 = fermeture éclair moyenne = position moyenne = pour les circonférences de jambes moyennes

Position 3 = fermeture éclair intérieure = position la plus large = pour les circonférences de jambes larges.

Il y a des fermetures éclair séparées pour les cuisses et les jambes, ce qui vous permet de personnaliser le pantalon.

Si aucun des réglages possibles ne vous convient exactement, vous pouvez utiliser nos extensions pour obtenir des tailles supplémentaires. Pour cela, il vous suffit de consulter notre [boutique](#).

CONTENU & DÉTAILS TECHNIQUE



Unité de contrôle




Bottes



Prise



Ensemble de tuyaux d'air
Multiprise

Nombre de Programmes	8
Nombre de chambres	12
Poids [en kg]	~5
Puissance de sortie [en W]	78
Fréquence du réseau [en Hz]	50 / 60
Tension du réseau [en V]	AC220-240
Réglage de la minuterie [en min]	5-99
Capacité de pompage [en l/min].	20-25
Pression [en mmHg]	30-240
Dimensions [en cm]	30 x 25 x 16
Classe de protection	II/ 
Plage de température [en °C] (utilisation et stockage)	10-40
Humidité [en %] (utilisation et stockage)	30-85
Fusible	T 0,315 A H

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr ! Ne pas démonter ou brûler l'appareil. Les réparations de l'unité de commande ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés par Wellcosan GmbH, sous peine d'annulation de la garantie. En cas d'endommagement de l'appareil, débranchez la fiche secteur et éteignez l'appareil. Débranchez également la fiche secteur et éteignez l'appareil si celui-ci est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides. Veillez à ce que l'appareil soit solidement posé. Ne soumettez pas l'appareil à des chocs et ne le jetez pas. L'appareil ne doit pas être recouvert par d'autres objets pendant son fonctionnement. Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas tordus ou pliés pendant l'utilisation et le stockage. Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (par exemple, lumière directe du soleil, radiateurs et autres). Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être éteint. L'appareil s'éteint de lui-même après 10 minutes d'inactivité.

GARANTIE

Nous accordons 24 mois sur l'unité de commande. En cas de dysfonctionnement, il peut être nécessaire de renvoyer l'appareil pour contrôle. Dans ce cas, veillez à ce que le carton d'expédition soit correctement rembourré afin d'éviter tout dommage éventuel lié au transport. Malheureusement, aucune demande de garantie ne peut être faite pour des défauts dus à une expédition inadéquate. **Conditions de garantie** : Dans la mesure où il existe une obligation légale de garantie, soit un remplacement gratuit est effectué, soit le fabricant a la possibilité de corriger le défaut, à l'exclusion du droit de résiliation ou de réduction. Si, malgré plusieurs tentatives, l'élimination du défaut échoue ou si l'appareil de remplacement présente également un défaut imputable au fabricant, le client peut prétendre à une annulation ou à une réduction.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le également du réseau électrique. Débranchez toujours l'appareil du réseau avant de le nettoyer. Conservez l'appareil hors de portée des enfants ou des personnes qui n'ont pas été formées à son utilisation.



Avec le marquage CE, le fabricant ou l'importateur confirme la conformité du produit avec les directives CE applicables et le respect des "exigences essentielles" qui y sont spécifiées.



Ce marquage sur l'appareil signifie que vous ne devez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Veuillez confier l'élimination à une entreprise de recyclage de déchets électroniques.



L'abréviation UKCA signifie "UK Conformity Assessed". Ce marquage est une condition préalable à la commercialisation des produits en Grande-Bretagne.



Exclusion de la garantie : La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des dommages forcés, une utilisation inappropriée, une force extérieure ou des mesures de modification et de réparation par des tiers, tels que les défauts causés par des fusibles mal dimensionnés ou court-circuités ou les défauts attribuables à l'usure normale.

Condition de garantie : Le droit à la garantie n'existe qu'en liaison avec la preuve d'achat originale (facture). Par conséquent, conservez le ticket d'achat dans un endroit sûr.

Si vous avez des problèmes ou des questions lors de l'utilisation du système, n'hésitez pas à nous contacter au +49 (0) 6 66 17 48 91 05 ou à service@venenengel.de.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Le produit ne doit idéalement être utilisé qu'après consultation de votre médecin.

Les contre-indications possibles sont les suivantes :

Insuffisance cardiaque décompensée, troubles du débit cardiaque avec présence d'eau dans les jambes, inflammation des zones traitées du corps, thrombose veineuse des jambes connue ou suspectée, phlébite et maladie artérielle, gangrène, dermatite, artériosclérose ou troubles de la circulation veineuse, plaies et blessures ouvertes, non traitées ou infectées, en cas de douleurs aux jambes, de lésions cutanées, d'inflammations aiguës, de tumeurs malignes, d'œdème pulmonaire, d'hypertension, de thrombophlébite étendue, de thrombose ou de suspicion de thrombose, d'érysipèle, d'hypertension grave non contrôlée, de traumatisme aigu des tissus mous des extrémités, de neuropathie ou de processus occlusif dans le système de drainage lymphatique.

Objectif : Le produit est conçu pour vous aider à vous sentir mieux et à vous détendre.

Remarque :

Reboots n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à l'auto-traitement. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

FABRICANT :

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 666 174 891 06

Mail : hallo@reboots.de

Web : www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2022

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REBOOTS **ONE** **PRO**



ESPAÑOL

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

¡Felicidades por la compra de este dispositivo! ¡Disfruta mucho de tu Reboots! Si estás satisfecho con tus Reboots, esperamos tu recomendación.

Estas instrucciones contienen detalles que el usuario debe tener en cuenta para evitar peligros y utilizar el dispositivo de forma segura.

Si tienes alguna pregunta sobre la aplicación, accesorios o sugerencias, ¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros! También estamos a tu disposición si tienes alguna complicación al utilizar el producto.

Teléfono: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de


Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

ANTES DE EMPEZAR

- Lee atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad.
- Conserva este manual para futuras consultas.
- Los Reboots no deben utilizarse para determinadas condiciones de salud. Lee atentamente la lista de contraindicaciones de la última página.

PASO 1: ANTES DE LA APLICACIÓN



1

CONECTA EL SET DE TUBOS CON LOS MANGUITOS

Coloca los tapones de las mangueras con los conectores en los puños. Asegúrate de que la manguera más larga pertenece a la cámara del pie.

Consejo: Te recomendamos que no aflojes los conectores después.

2

CONECTA EL SET DE TUBOS CON LA UNIDAD DE CONTROL

Hay dos clips en el lateral del enchufe múltiple. Presionalos y luego inserta el enchufe múltiple en la unidad.

Consejo: Introduce las boquillas pequeñas del multienchufe en las aberturas previstas sobre las salidas de aire.

3

CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTROL

Conecta la fuente de alimentación tanto a la unidad como a una toma de corriente, para asegurar el suministro de energía.

Consejo: Te recomendamos que lleves pantalones o mallas finas para evitar la entrada de suciedad. Ten en cuenta tener los bolsillos de los pantalones vacíos. Además, cierra completamente las cremalleras de los puños para evitar que se abran repentinamente. Ten cuidado de no doblar los tubos durante su uso.

PASO 2: EMPLEO

5 Ajusta el tiempo de uso.

6 Configura el nivel de presión.


7 Elije el programa.

9 Inicia la aplicación.

Activa/desactiva el bloqueo de las teclas.

8 Personaliza tu aplicación con las funciones adicionales (ver página siguiente).

4 Encienda la unidad.



PASO 2: EMPLEO, FUNCIONES ADICIONALES

8

1 - 12

DESACTIVAR LAS CÁMARAS

- Para excluir cámaras individuales del masaje, pulsa el botón numérico situado debajo de la cámara.
- En cuanto el botón numérico situado debajo de la cámara deje de iluminarse, la cámara estará desactivada.

8



CONFIGURAR LA PRESIÓN DE LA CÁMARAS POR SEPARADO (INDIVIDUAL PRESSURE)

- Establece la presión objetivo deseada para cada cámara seleccionada.
- Activa la función pulsando la tecla hasta que parpadeen todas las teclas numéricas situadas debajo de las cámaras.
- A continuación, selecciona la cámara deseada y fija la presión objetivo.
- Repite los pasos con cada cámara deseada.
- Para guardar tus ajustes, mantén pulsado el botón de nuevo.
- El símbolo parpadeante te indica que has activado correctamente la función.

8



CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE INTERVALO (INTERVAL)

- Ajusta el tiempo de pausa entre dos intervalos de masaje.
- El temporizador de intervalos se pone en marcha después de que haya transcurrido el temporizador de mantenimiento de la(s) última(s) cámara(s) del intervalo de masaje de cualquier programa.
- El periodo de tiempo se puede ajustar de 0 a 50s en pasos de 10s pulsando el botón.

8



CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE ESPERA (HOLD)

- Mantiene la presión objetivo durante un periodo de tiempo definible en la(s) cámara(s) activa(s).
- El temporizador de mantenimiento se inicia cuando se alcanza la presión objetivo de la(s) cámara(s).
- El periodo de tiempo se puede ajustar pulsando el botón de 0 a 5s en pasos de 1s.

PASO 3: DISFRUTAR DEL MASAJE

PROGRAMAS DE MASAJE A-H:

Las cámaras de aire de los manguitos de las piernas se inflan de acuerdo al programa seleccionado. Esto genera un masaje de ondas de presión de deslizamiento óptimo para una sensación relajante en ambas piernas. Durante el masaje se puede cambiar la duración, la presión y todas las funciones adicionales opcionales.

A	Flow
B	Intense
C	Double
D	Impulse
E	Intense Flow
F	Intense x Double
G	Flow x Double x Impulse
H	Flow x Double x Intense Flow x Intense



PASO 4: FINALIZACIÓN Y DESMONTAJE

Una vez transcurrido el tiempo establecido o después de pulsar el interruptor de apagado, saca el enchufe múltiple de la unidad. Si no te sientes bien durante el masaje, también puedes terminar la aplicación espontáneamente en cualquier momento.

Entonces abre los puños. Para desinflar rápidamente las cámaras de aire después del uso, presiona las cámaras de aire con ambas manos.

Los tapones grises del manguito de los tubos pueden permanecer conectados permanentemente al manguito.

Para guardarlos, coloca los manguitos (incluidos los tubos) uno encima del otro. Luego, enróllalos sin apretar.

Para limpiar los puños, basta con utilizar un paño húmedo con un detergente suave. Deja que los puños se sequen bien.

Los desinfectantes como Descosept pur o productos comparables con una composición similar son adecuados para desinfectar los puños.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SE ESCAPA AIRE (AUDIBLE)

1. Comprueba que las mangueras y los conectores no estén dañados o doblados, lo que podría causar un bloqueo de aire.
2. Comprueba el ajuste correcto del enchufe múltiple en la conexión de la unidad de control.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA UNIDAD NO ENCIENDE

1. Comprueba que el enchufe de la red eléctrica está correctamente insertado en la unidad y en la toma de corriente.
2. Si el aparato sigue sin encenderse, desenchúfalo de la red eléctrica. Da la vuelta a la unidad y desenrosca completamente el portafusibles etiquetado como "FUUSE" en la parte inferior de la unidad con un destornillador. Comprueba si el fusible del interior está intacto. 
3. Si el fusible está intacto, vuelve a enroscarlo en la unidad y ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Si el fusible está dañado, sustitúyelo por un fusible miniatura comercial (Träge (TR); 3,15A; 5x20mm).

LOS MANGUITOS SE INFLAN EN LA SECUENCIA INCORRECTA

1. Asegúrate de que el enchufe múltiple está correctamente insertado en la unidad de control. El multienchufe está correctamente asentado cuando las boquillas pequeñas del multienchufe están en las aberturas designadas sobre las salidas de aire.

LA UNIDAD DE CONTROL HACE DEMASIADO RUIDO

1. Un volumen inusual significa que ya no puedes hablar o relajarte durante su uso o que la unidad tiene un nivel de volumen superior a 75dB.
2. La causa puede ser que el tornillo de transporte, que se utiliza para asegurar la unidad durante el transporte, no se haya retirado todavía. Si tu unidad todavía tiene un tornillo de transporte, que normalmente retiramos antes de la entrega, puedes retirarlo tú mismo fácilmente.
3. Para ello, abre la tapa de la parte inferior, retira el tornillo de transporte y deshazte de él.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS REBOOTS PANTS 2.0



LAS TRES CREMALLERAS

Posición 1 = cremallera exterior = posición más estrecha = para piernas de poca circunferencia

Posición 2 = cremallera central = posición intermedia = para piernas de media circunferencia

Posición 3 = cremallera interior = posición más ancha = para piernas de gran perímetro

Hay cremalleras separadas para los muslos y la parte inferior de las piernas, por lo que puede ajustar los pantalones de forma muy individual.

Si ninguno de los ajustes posibles se ajusta exactamente, puedes realizar más gradaciones de tamaño con nuestras extensiones. Echa un vistazo en nuestra [tienda](#).

CONTENIDO & DETALLES TÉCNICOS



Unidad de control




Fuente de alimentación



Manguitos de las piernas



Juego de tubos y enchufes múltiples

Número de programas	8
Número de cámaras	12
Peso [in kg]	~5
Potencia [in W]	78
Frecuencia de red [in Hz]	50 / 60
Tensión de alimentación [in V]	AC220-240
Temporizador [in min]	5-99
Capacidad de bombeo [in l/min]	20-25
Capacidad de presión [in mmHg]	30-240
Dimensiones [in cm]	30 x 25 x 16
Clase de protección	II/ 
Rango de Temperatura [in °C] (operación & almacenamiento)	10-40
Humedad [in %] (relativa, operación & almacenamiento)	30-85
Fusible	T 0,315 A H

AVISOS DE SEGURIDAD

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro! No desmonte ni queme la unidad. Las reparaciones de la unidad de control sólo pueden ser realizadas por especialistas autorizados por Wellcosan GmbH, de lo contrario la garantía puede quedar anulada. En caso de daños en el aparato, desenchúfelo y apáguelo. Desconecte también el enchufe de la red y apáguelo si el aparato ha entrado en contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato en habitaciones húmedas. Asegúrese de que la unidad está bien colocada. No someta el producto a golpes ni los lance. La unidad no debe ser cubierta por otros objetos durante su funcionamiento. Asegúrese de que las mangueras no se retuerzan ni se doblen durante su uso y almacenamiento. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor (por ejemplo, luz solar directa, radiadores y otros). Cuando no esté utilizando el aparato, éste debe estar apagado. La unidad se apaga sola después de 10 minutos de inactividad.

GARANTÍA

Concedemos 24 meses a la unidad de control. En caso de mal funcionamiento, puede ser necesario enviar la unidad para su inspección. Por favor, asegúrese de que la caja de envío está adecuadamente acolchada para evitar posibles daños en el transporte. Lamentablemente, no se pueden hacer reclamaciones de garantía por defectos que se deban a un envío inadecuado. **Condiciones de la garantía:** En la medida en que exista una obligación legal de proporcionar una garantía, se proporcionará una sustitución gratuita o se dará al fabricante la oportunidad de rectificar el defecto, con exclusión del derecho de rescisión o reducción. Si la subsanación de los defectos fracasa a pesar de varios intentos o si una unidad de reemplazo también está afectada por un defecto del que es responsable el fabricante, el cliente tendrá derecho a la rescisión o reducción.

Cuando no se utilice desenchufe también el aparato de la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o de las personas que no hayan sido instruidas en su uso.



Con el marcado CE, el fabricante o importador confirma la conformidad del producto con las directivas comunitarias aplicables y el cumplimiento de los "requisitos esenciales" especificados en ellas.



Esta marca en la unidad significa que no debe desecharla con los residuos domésticos normales al final de su vida útil. Por favor, haga que una empresa de eliminación de residuos electrónicos lo elimine.



La abreviatura UKCA significa "UK Conformity Assessed". El marcado es un requisito previo para la comercialización de productos en Gran Bretaña.



Exclusión de la garantía: Quedan excluidos de la garantía los defectos causados por daños forzados, funcionamiento incorrecto, fuerza externa o modificación de terceros y medidas de reparación, como los defectos causados por fusibles mal dimensionados o cortocircuitados o los defectos atribuibles al desgaste normal. **Requisito de la garantía:** La reclamación de la garantía sólo existe junto con el comprobante de compra original (factura). Por lo tanto, guarde el recibo de compra en un lugar seguro.

Si tiene algún problema o pregunta al utilizar el sistema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el número +49 (0) 666 174 891 06 o en hallo@reboots.de.

AVISO DE RESPONSABILIDAD

Lo ideal es utilizar el producto sólo después de consultar con tu médico.

Las posibles contraindicaciones pueden ser: Insuficiencia cardíaca descompensada, trastornos del gasto cardíaco con agua en las piernas, inflamación de las zonas del cuerpo tratadas, trombosis venosa de las piernas conocida o sospechada, flebitis y enfermedad arterial, gangrena, dermatitis, arteriosclerosis o trastornos circulatorios venosos, heridas y lesiones abiertas, no tratadas o infectadas, en caso de dolor en las piernas, lesiones cutáneas, inflamación aguda, tumores malignos, edema pulmonar, hipertensión, tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis, erisipela, hipertensión severa no controlada, traumatismo agudo de tejidos blandos de las extremidades, neuropatía o procesos oclusivos en el sistema de drenaje linfático.

Objetivo: El producto está diseñado para ayudarte a sentirte mejor y a relajarte.

ADVERTENCIA:

Reboots no es un dispositivo médico y no está destinado al autotratamiento. Si no estás seguro, consulta a tu médico.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Allemagne

Teléfono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2022

ISTRUZIONI PER L'USO

REBOOTS ONE PRO



ITALIANO

PREFAZIONE

Congratulazioni per aver acquistato questo dispositivo! Il tuo Reboots ti renderà assai felice! Se sei soddisfatto di questo dispositivo, saremmo lieti di ricevere un tuo riscontro in merito.

Queste istruzioni contengono dettagli di rilievo indirizzati all'utente, al fine di prevenire rischi e utilizzare il dispositivo in modo sicuro.

Se hai suggerimenti o domande in merito all'uso o agli accessori, non esitare a contattarci! Inoltre, siamo a tua completa disposizione in caso di inconvenienti eventualmente occorsi durante l'utilizzo del prodotto.

Telefono: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de


Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

PRIMA DI INIZIARE

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggi attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future
- Il dispositivo Reboots non può essere utilizzato in presenza di determinate condizioni di salute. Leggi attentamente l'elenco controindicazioni nell'ultima a pagina.

PASSO N° 1 PRIMA DELL'USO




1

COLLEGARE IL SET DI TUBI FLESSIBILI E I POLSINI

Collegare i connettori dei tubi flessibili ai polsini. Assicurarsi che il tubo flessibile più lungo sia collegato alla camera posta alla base.

Suggerimento: Si consiglia di non staccare i connettori.




2

COLLEGARE IL SET DI TUBI FLESSIBILI E L'UNITÀ DI CONTROLLO

Sono presenti due clip sul lato della presa multipla. Premere le clip, dopodiché inserire la presa multipla nel dispositivo.

Suggerimento: Inserire i piccoli raccordi della presa multipla nelle aperture sopra le uscite dell'aria.



3

COLLEGARE L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE ALL'UNITÀ DI CONTROLLO

Collegare l'adattatore di alimentazione sia al dispositivo che a una presa di corrente per garantire l'alimentazione elettrica.

Suggerimento: Per proteggersi dalle impurità, si consiglia di indossare pantaloni da jogging o leggings. Prestare attenzione alle tasche vuote. Chiudere completamente le cerniere dei polsini per evitare aperture improvvise. Evitare di piegare il tubo flessibile durante l'uso.

PASSO N° 2: FUNZIONAMENTO

5 Impostare la durata della sessione.

6 Impostare il livello di pressione.


7 Impostare il programma.

9 Avviare la sessione.

Abilitare/disabilitare il blocco tasti.

8 Personalizzare la sessione utilizzando le funzioni aggiuntive (vedere pagina successiva).

4 Accendere il dispositivo.



PASSO N° 2: FUNZIONAMENTO - FUNZIONI AGGIUNTIVE



DISATTIVAZIONE DELLE CAMERE

- Per escludere una o più camere dal massaggio, premere il tasto posto al di sotto della camera.
- Non appena il tasto numerico si spegne, la camera viene disattivata.



IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA CAMERA SEPARATA (PRESSIONE INDIVIDUALE)

- Imposta la pressione target desiderata per ciascuna camera selezionata.
- Attiva la funzione premendo il tasto finché tutti i tasti numerici collocati al di sotto delle camere non iniziano a lampeggiare.
- Quindi, seleziona la camera desiderata ed imposta la pressione target.
- Ripeti i passaggi con ciascuna camera desiderata.
- Per salvare le impostazioni, tieni nuovamente premuto il tasto.
- L'icona lampeggiante indica che la funzione è stata attivata correttamente.



INTERVALLO - IMPOSTAZIONE DEL TIMER (INTERVAL)

- Imposta il tempo di pausa tra due intervalli.
- Il timer si avvia dopo la scadenza del timer di mantenimento dell'ultima/delle ultime camera/e dell'intervallo di massaggio di qualsiasi programma.
- Il tempo può essere impostato da 0 a 50 secondi con incrementi di 10 secondi premendo un tasto.



MANTENIMENTO - IMPOSTAZIONE DEL TIMER (HOLD)

- Mantiene la pressione target nelle camere attive per un periodo di tempo definibile
- Il timer di mantenimento si avvia quando le camere raggiungono la pressione target.
- Il tempo può essere impostato da 0 a 5 secondi con incrementi di 1 secondo premendo un tasto.

PASSO N° 3: MASSAGGIO

PROGRAMMI A-H:

Il riempimento delle camere d'aria dei gambali avviene in base al programma selezionato. Un massaggio a onde pressorie crea un effetto "sfioramento" per una sensazione rilassante su entrambe le gambe. Durante il massaggio è inoltre possibile modificare la durata e la pressione, nonché tutte le funzioni aggiuntive opzionali.

A	Flow
B	Intense
C	Double
D	Impulse
E	Intense Flow
F	Intense x Double
G	Flow x Double x Impulse
H	Flow x Double x Intense Flow x Intense



PASSO N° 4: SPEGNIMENTO E SMONTAGGIO

Trascorso il tempo impostato o dopo aver premuto il tasto di spegnimento, estrarre la presa multipla dal dispositivo. Se non ci si sente a proprio agio durante il massaggio, è possibile interrompere il funzionamento dell'apparecchio in qualsiasi momento.

Quindi, aprire i polsini. Per sgonfiare rapidamente le camere d'aria dopo l'uso, premere sulle camere d'aria con entrambe le mani.

I connettori grigi dei polsini possono rimanere collegati in modo permanente al bracciale.

Posizionare i polsini (compresi i tubi flessibili) uno sopra l'altro prima di riporli. Quindi, arrotolarli senza stringerli.

Per pulire i polsini è sufficiente un panno inumidito con un detergente delicato. Lasciare asciugare i polsini.

Per la disinfezione dei polsini sono adatti disinfettanti come Descosept pur o prodotti analoghi con una composizione simile.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

FUORIUSCITA DELL'ARIA

1. Controllare che i tubi flessibili e i connettori non siano danneggiati o attorcigliati.
2. Verificare che la presa multipla sia correttamente inserita all'unità di controllo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE

1. Controllare se la spina di alimentazione è inserita correttamente nell'apparecchio e nella presa.
2. Se il dispositivo continua a non accendersi, scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo. Capovolgere il dispositivo e svitare con un cacciavite il portafusibili etichettato "FUSE" alla base del dispositivo. Controllare se il fusibile all'interno  è integro.
3. Se il fusibile è integro, riavvitarlo completamente nel dispositivo e contattare il nostro servizio clienti. Se il fusibile è danneggiato, sostituirlo con un fusibile a filo sottile disponibile in commercio (ritardato (TR); 3,15 A; 5x20 mm).

I POLSINI SI GONFIANO NELLA SEQUENZA ERRATA

1. Assicurarsi che la presa multipla sia collegata all'unità di controllo con l'orientamento corretto. La presa multipla è posizionata correttamente quando i raccordi si trovano nelle aperture poste sopra le uscite dell'aria.

L'UNITÀ DI CONTROLLO È ECCESSIVAMENTE RUMOROSA

1. "Eccessivamente rumorosa" significa che non è possibile parlare con un tono di voce normale, rilassarsi durante l'uso o che il dispositivo produce un livello di rumore superiore a 75 dB.
2. La causa potrebbe essere dovuta al fatto che la vite di trasporto, fatta a garantire il fissaggio durante il trasporto, non sia stata ancora rimossa. Di solito, la vite di trasporto viene rimossa prima della consegna; in ogni caso, qualora fosse ancora presente, è possibile rimuoverla autonomamente.
3. A tale scopo, aprire il coperchio sul lato inferiore, rimuovere la vite di trasporto e gettarla tra i rifiuti.

PERSONALIZZAZIONE DEI REBOOTS PANTS 2.0



LE TRE CERNIERE

Posizione 1 = cerniera esterna = posizione più stretta = per circonferenze di gamba basse

Posizione 2 = cerniera centrale = posizione intermedia = per gambe di media circonferenza

Posizione 3 = cerniera interna = posizione più larga = per gambe con circonferenza ampia

Le cerniere sono separate per le cosce e la parte inferiore delle gambe, in modo da poter regolare i pantaloni in modo molto individuale.

Se nessuna delle impostazioni possibili si adatta esattamente, è possibile realizzare ulteriori gradazioni di dimensioni con le nostre estensioni. Date un'occhiata al nostro [negozi](#).

CONTENUTO & DATI TECNICI



Dispositivo




Alimentatore



Cavigliere



Set caricatore a più prese

Programma	8
Numero di camere	12
Peso [in kg]	~5
Potenza di uscita [in W]	78
Frequenza di rete [in Hz]	50 / 60
Tensione di rete [in V]	AC220-240
Impostazione della durata [min]	5-99
Capacità di pompaggio [in l/min]	20-25
Pressione [in mmHg]	30-240
Dimensioni [in cm]	30 x 25 x 16
Classe di protezione	II/ 
Intervallo di temperatura [in °C] (Funzionamento e immagazzinamento)	10-40
Umidità [in %] (Relative, Operazione & Conservazione)	30-85
Fusibile	T 0,315 A H

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro! Non smontare o bruciare l'unità. Le riparazioni dell'unità di controllo possono essere effettuate solo da specialisti autorizzati da Wellcosan GmbH, altrimenti la garanzia può essere annullata. In caso di danni all'apparecchio, estrarre la spina di rete e spegnere l'apparecchio. Scollegare anche la spina di rete e spegnerla se l'unità è entrata in contatto con acqua o altri liquidi. Non usare l'unità in stanze umide. Assicurarsi che l'unità sia posizionata in modo sicuro. Non sottoporre il prodotto a urti o lanciarli. L'unità non deve essere coperta da altri oggetti durante il funzionamento. Assicurati che i tubi non si attorciglino o si pieghino durante l'uso e lo stoccaggio. Tenere l'unità lontano da fonti di calore (ad esempio, luce solare diretta, radiatori e altri). Quando non si utilizza l'unità, questa deve essere spenta. L'unità si spegne dopo 10 minuti di inattività.

GARANZIA

Garantiamo 24 mesi sull'unità di controllo. In caso di malfunzionamento, potrebbe essere necessario inviare l'unità per un controllo. In questo caso, assicurati che il cartone di spedizione sia adeguatamente imbottito per evitare possibili danni di trasporto. Sfortunatamente, nessun reclamo in garanzia può essere fatto per difetti che sono dovuti ad una spedizione impropria. **Condizioni di garanzia:** Nella misura in cui c'è un obbligo legale di garanzia, o viene fornita una sostituzione gratuita o viene data al produttore la possibilità di rettificare il difetto, ad esclusione del diritto di rescissione o riduzione. Se l'eliminazione dei difetti fallisce nonostante diversi tentativi o se anche un'unità sostitutiva è afflitta da un difetto di cui è responsabile il produttore, il cliente ha diritto alla rescissione o alla riduzione.

Quando non è in uso scollegare anche l'apparecchio dalla rete. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete prima della pulizia. Tenere il prodotto lontano dai bambini o da persone che non sono state istruite sul suo uso.



Con il marchio CE, il produttore o l'importatore conferma la conformità del prodotto con le direttive CE applicabili e il rispetto dei "requisiti essenziali" ivi specificati.



Questo marchio sull'apparecchio significa che non devi smaltirlo nei normali rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Si prega di farlo smaltire da una società di smaltimento di rifiuti elettronici.



L'abbreviazione UKCA sta per UK Conformity Assessed. Il marchio è un prerequisito per la commercializzazione dei prodotti in Gran Bretagna.



Esclusione della garanzia: Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da danni forzati, funzionamento improprio, forza esterna o modifiche e misure di riparazione di terzi, come i difetti causati da fusibili non correttamente dimensionati o in cortocircuito o i difetti attribuibili alla normale usura. **Requisito della garanzia:** la richiesta di garanzia esiste solo insieme alla prova d'acquisto originale (fattura). Pertanto, conserva la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Se hai problemi o domande durante l'utilizzo del sistema, non esita a contattarci al +49 (0) 666 174 891 06 o hallo@reboots.de.

INDICAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'ideale sarebbe utilizzare il prodotto Reboots solo dopo aver consultato il proprio medico.

Le possibili controindicazioni possono includere:

Insufficienza cardiaca scompensata, disturbi della gittata cardiaca con acqua nelle gambe, infiammazione delle aree del corpo trattate, trombosi delle vene delle gambe nota o sospetta, flebite e malattia arteriosa, gangrena, dermatite, arteriosclerosi o disturbi circolatori venosi, ferite e lesioni aperte, non trattate o infette, per dolore alle gambe, lesioni cutanee, infiammazioni acute, tumori maligni, edema polmonare, ipertensione, tromboflebite estesa, trombosi o sospetta trombosi, erisipela, ipertensione grave non controllata, trauma acuto dei tessuti molli delle estremità, neuropatia o processi occlusivi nel sistema di drenaggio linfatico.

Destinazione d'uso: Reboots è progettato per aiutarti a sentirti meglio e a rilassarti.

NOTA:

Il prodotto Reboots non è un dispositivo medico e non è destinato all'autotrattamento. In caso di dubbi, consultare il proprio medico.

FABBRICANTE:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27

36381 Schlüchtern, Germania

Telefono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2022